


TWA960 PEDALIER – MOD DE UTILIZARE



ATENȚIE! Înainte de a începe asamblarea, verificați starea componentelor pentru a detecta orice deteriorare rezultată în urma transportului sau depozitării necorespunzătoare.

Design ușor, simplu de mutat și depozitat.

Butonul de control a tensiunii permite un interval de rezistență a pedalei pentru un program progresiv.

Acest produs poate fi utilizat pe podea pentru a face exerciții de picioare.

Atunci când doriți să faceți exerciții, vă rugăm să nu stați niciodată pe dispozitiv.

Reguli de siguranță

Pentru siguranța dumneavoastră, urmați instrucțiunile de mai jos:

a. Înainte de a utiliza aparatul de exerciții cu pedale, asigurați-vă că:

Nici una din componentele dispozitivului nu este deteriorate.

Dispozitivul este deschis în mod corespunzător.

Butonul de reglare a forței de rezistență funcționează corect.

Dopurile din cauciuc sunt în stare bună.

Pedalierul este așezat stabil pe sol.

b. Vă rugăm acționați cu maximă prudență atunci când utilizați aparatul de exerciții cu pedale.

Evitați toate pericolele potențiale, cum ar fi amplasarea nepotrivită: suprafață neuniformă, moale sau alunecoasă.

c. Nu călcați pe pedale. Acest lucru poate deteriora permanent aparatul de exerciții cu pedale.

Subsemnata, **SAVA MĂDĂLINA**, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și chineză, în temeiul autorizației nr. 34585 din data de 04/10/2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

Traducător,
SAVA MĂDĂLINA