


## YU838 Baston de mers, pliabil



Metoda de pliere prin contracție

Atunci când micșorați și pliați bastonul YU830, YU830A, YU8312, **YU838**, vă rugăm să țineți mânerul cu o mână și să întindeți tubul cu cealaltă. Pliați bastonul în cele 3 puncte de conectare. Puteți pune apoi bastonul format din 4 segmente în geantă.



Model	YU838
Tub	Aliaj de aluminiu
Suprafața tubului	Oxidat
Înălțime ajustabilă(mm)	845-945

Mâner	TPR
Greutatea maximă suportată	80kg
Greutatea netă	9 kg pentru 20 buc
Greutatea brută (Kg)	10 kg pentru 20 buc
Dimenisune pachet(mm)	700x370x175
Altele	Pliabil în 5 părți(280mm)

Subsemnata, **SAVA MĂDĂLINA**, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și chineză, în temeiul autorizației nr. 34585 din data de 04/10/2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

Traducător,  
**SAVA MĂDĂLINA**